



牙科無油皮帶式空壓機

- 高效率，低噪音。
- 自動運轉，節約能源。
- 專利設計，堅固耐用。
- 適用於牙科診所。



BF2100



BF5160



BF10300

型號	電壓 / 相數 Volt / Ph	馬力 kw / HP	轉速 R.P.M.	排氣量 l/min / CFM @ 5kg/cm ²	氣缸數 NO.	使用壓力 Kg/cm ² / psi	儲氣桶容量 l / Gal.	淨重 kg / lbs.	尺寸 cm	適用設備 / 同時使用 Chair / Dentist
BF2100	220V / 1	1.5 / 2	830	200 / 7.0	2	8 / 115	95 / 25	91 / 200	117x49x 85	4 / 3
BF5160	380V / 3	4.0 / 5	810	499 / 17.7	2	8 / 115	155 / 40	195 / 430	155x53x106	8 / 6
BF10300	380V / 3	7.5 / 10	820	935 / 33.0	3	8 / 115	304 / 80	330 / 730	191x76x121	16 / 12

● 另有無油皮帶式機體可供選購，有任何需求請與我們聯絡。

PUMA INDUSTRIAL CO., LTD.
合正機械股份有限公司醫器廠

● 公司 / 工廠

52046 彰化縣田中鎮斗中路二段427號3樓

TEL: 886-4-8761811

FAX: 886-4-8752211

e-mail: sales@pumabiomedical.com

www.pumabiomedical.com

台灣訂貨
全球服務

