



牙科無油皮帶式空壓機

靜音箱型 / 開放式

- 自動運轉，節約能源。
- 靜音箱型 - 安靜，低運轉噪音。
- 開放式 - 優良的散熱設計能提供更長的運轉壽命。



BF5C



BF10C



BFS2 / 5 / 10

儲氣桶



30 ~ 1000 L

另有不鏽鋼材質可供選用

型號	電源 / 極數 Volt / Ph	馬力 / HP	轉速 R.P.M.	接氣量 l/min / CFM @ 5kg/cm ²	氣缸數 NO.	使用壓力 Kg/cm ² / psi	儲氣桶容量 l / Gal.	淨重 kg / lbs.	尺寸 cm	接洽專線 / 牙科使用 Chair / Dentist
BF5C	380V / 3	4.0 / 5	810	499 / 17.7	2	8 / 115	4 / 1.06	155 / 342	81x60x101	8 / 8
BF10C	380V / 3	7.5 / 10	820	935 / 33.0	3	8 / 115	4 / 1.06	256 / 564	90x96x116	16 / 12
BFS2	220V / 1	1.5 / 2	830	200 / 7.0	2	8 / 115	4 / 1.06	110 / 242	68x61x 96	4 / 3
BFS5	380V / 3	4.0 / 5	810	499 / 17.7	2	8 / 115	4 / 1.06	220 / 484	85x75x110	8 / 6
BFS10	380V / 3	7.5 / 10	820	935 / 33.0	3	8 / 115	4 / 1.06	350 / 770	94x82x127	16 / 12

● 需額外搭配儲氣桶使用

合正機械股份有限公司醫器廠 **PUMA INDUSTRIAL CO., LTD.**

● 公司 / 工廠

52046 彰化縣田中鎮斗中路二段427號3樓

TEL: 886-4-8761811

FAX: 886-4-8752211

e-mail: sales@pumabiomedical.com

www.pumabiomedical.com

台灣訂貨
全球服務

