

牙科電動抽吸機

- 安裝簡易靈活，保養簡單。
- 冷卻水循環系統，節能環保。
- 不銹鋼增壓幫浦，壽命更長。
- 低運轉噪音，適合牙科診所使用。
- 強勁靈敏的抽吸力，隨時提供足夠的負壓抽吸量。
- 環保無耗材，定期清潔濾網及管道更能維持吸力。
- 配備延遲關閉設計，減少馬達重新啟動頻率以延長馬達壽命。



PM7204



PM7204S

型號	冷卻方式	電壓	功率(kw)	MAX VACUUM mmHg/Kpa	噪音值(dBA)	重量(kg)	尺寸(cm)	搭配牙椅/同時使用	備註
PM7204	水冷濕抽	220V	1.10	150 / ≤ -20	55	27	36x30x40	5 / 4	
PM7204S	水冷濕抽	220V	1.10	150 / ≤ -20	52	46	45x36x53	5 / 4	

PUMA INDUSTRIAL CO., LTD.
合正機械股份有限公司醫器廠

● 公司 / 工廠
52046 彰化縣田中鎮斗中路二段427號3樓
TEL: 886-4-8761811 e-mail: sales@pumabiomedical.com
FAX: 886-4-8752211 www.pumabiomedical.com

台灣訂貨
全球服務



ISO-9001 / 13485 CE **REACH**

(SPECIFICATION SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. 本公司產品，如有設計變更，恕不另行通知)

PMD-1930L-11
© 2019